



„Easydes“ servetėlės Dezinfekcinė šluostė



Dezinfekcinės medicinos prietaisų servetėlės. 16 vnt./pak.

Naudojimas

Skirtos mažiems objektams ir medicinos prietaisų paviršiams dezinfekuoti ir valyti. Taip pat gali būti naudojamos elektroniniams medicinos prietaisams (pvz., klaviatūroms ir pan.) valyti, jei jų gamintojas leidžia naudoti alkoholio pagrindo produktus.

Produkto savybės

Mažai pūkelių paliekančios servetėlės impregnuotos etanolio pagrindo valomąja dezinfekavimo priemone. Dezinfekavimo priemonė greitai veikia ir gerai toleruoja organinę įtampą, efektyviai naikina bakterijas, virusus ir grybelį. Dezinfekavimo efektyvumas taip pasiekiamas ir ant akivaizdžiai užterštų paviršių.

Naudojimo instrukcijos

„Easydes“ servetėlės iš karto paruoštos naudoti (vienu metu vieną servetėlę). Paviršių šluostykite kruopščiai ir atsargiai. Dažniausiai išankstinio plovimo arba skalavimo atlikti nereikia. Jei dezinfekavimo priemonė nugaravo, o paviršius nudžiūvo, vadinasi, dezinfekavimo procedūra baigta.

Atidarytą pakuotę reikia sunaudoti per 7 dienas. Panaudoję kruopščiai uždarykite pakuotę, kad neišgaruotų alkoholis. Ant pakuotės rašikliu pažymėkite pirmojo naudojimo datą.

Pastaba

Clostridium difficile epidemijų atveju rekomenduojama naudoti „Klorilli“ arba „Erisan Oxy+“ dezinfekavimo priemonę, nes sporų negalima inaktyvinti naudojant etanolio pagrindo produktus.

Sudėtis

Sudėtinė dalis		Poveikis
Etanolis	60 p-%	Biocidas
Tretinis butanolis	< 2 %	Denatūrantas
Ketvirtinis amonio chloridas	< 0,5 %	Biocidas, valomosios savybės
Alkilaminas	< 0,5 %	Biocidas

Kitos sudėty

Servetėlės dydis: 200 x 135 mm, medžiaga: poliesteris / viskozė

Produkto pH

10.0 silpnai šarminis

Laikymas

Kambario temperatūroje. Naudojimo trukmė – 2 metai nuo pagaminimo datos.

Gamybos šalis

SUOMIJA

Naudotojo ir aplinkos sauga

Produkto saugos duomenų lapo saugos instrukcijos.

**Pakuotės dydis /
produkto kodas****Pardavimų skyrius****Prekės kodas****GTIN****GTIN (pardavimų
skyrius)**

16 x 16 vnt.

8285

6417964082852

6417964480818

**Papildoma
informacija**

Atnaujintą popierinės brošiūros versiją galite peržiūrėti internetinėje svetainėje www.kiiltoclean.com/lt arba atsiųsti el. laišką mūsų klientų aptarnavimo skyriui adresu: info.kiiltoclean.lt@kiilto.com.