



# Kiilto MD Block Extra Masinnõudepesuaine



3080 0014



Tahke nõudepesuaine kasutamiseks keskmiselt karedas ja karedas vees. Doseerimine MD White Dispenser Single M1CN doseerimis-seadmega.

## Rakendused

Professionaalseks masinnõudepesuks, eelkõige kasutamiseks keskmiselt karedas ja karedas vees.

## Toote omadused

Tugevalt leeliseline tahke pesuaine kontsentreeritud kujul. Lahustub vees. Doseerimine ohutult otse pakendist nõudepesumasina pesuainesahtlisse. Automaatne doseerimine tagab täpsed kogused. Säätliku ja ergonoomilise kasutusega. Tunnustatud Luigemärgisega.

## Kasutusjuhend

Enne põhipesu loputage nõud sooja veega (max +35 °C). Nõud asetatakse nõuetekohasesse pesukorvi, määratud pool pesulahusepihusti suunas nii, et kõik nõud oleksid pihusti ulatuses.

Doseerimine:

Puhastusaine alates 0,3 g/L vett üle 6 °dH.

Soovitatav pesemistemperatuur:

– põhipesu 60–65 °C

Võimalusel pange masin alati täis. Vältige soovimatust suuremate või väiksemate dooside kasutamist. Peske madalaimal temperatuuril, mis tagab hügieenilise tulemuse.

## Märkus

Ei sobi alumiiniumnõudele. Kasutage kaitsevahendeid.

## Koostis

### Toimeaine

### Toime

Naatriumhüdroksiid	> 30 %	Emulgeerib rasva, lagundab valgulist ja tärkliselist mustust.
Kompleksivahend	> 30 %	Pehmendab vett ja lisab puhastusvõimet. Takistab masinas lubjakivi teket.
Fosfonaadid	< 5 %	Ennetab lubjakivi kogunemist.

## Muu koostis

Naatriumhüdroksiid > 30%, kompleksimoodustajad > 30%, fosfonaadid < 5%

## Töölahuse pH

12.0 Tugevalt leeliseline

## Säilitamine

Säilitada temperatuuril üle +5°C originaalpakendis.  
Kõlblikusaeg kolm aastat alates tootmiskuupäevast.

## Välimus ja lõhn

Valge tahke aine.

**Tootjariik**

ROOTSI

**Kasutamise ja keskkonna ohutus**

Pindaktiivsed ained biolagunevad heitvee puhastamise käigus. Tühje ja loputatud pakendeid saab kasutada kas materjalide või energia tootmiseks. Transportimiseks kasutatud pakendid on valmistatud pruunist ringlussevõetavast lainepapist. Ökomärgisega.

**Pakendi suurus/Tootekood**

Müügiühik	Tootekood	GTIN	GTIN (müügiühik)
2 x 4,95 kg	63178	6417964631784	6417964483864

**Lisateave**

Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt [www.kiiltoclean.com/ee](http://www.kiiltoclean.com/ee) või saatke e-kiri [info.kiiltoclean.ee@kiilto.com](mailto:info.kiiltoclean.ee@kiilto.com).